



Diaproof™ Pro

Elektrolytblanding til kalve, føl, lam og gedekid. Pulver til oral brug.

Til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen for at støtte fordøjelsen ved mave-tarmproblemer



Produktfakta

Indeholder elektrolytter (natriumklorid, magnesiumhydroxid, natriumbikarbonat, natriumcitrat, kaliumklorid), glukose, plantefibre (psyllium), tørgær og vitaminer.

Den specielle formulering med psyllium gør, at det tynde indhold i tarmen samles til en gel.

Tarmindholdet føres langsommere gennem tarmen, og sikrer en bedre optagelse af diverse næringsstoffer og væske.

Derudover fungerer gelen som et beskyttende slimlag på den beskadigede tarmslimhinde.



Sammensætning

	Anbefaling	Diaproof™ Pro
Natrium (mmol/L)	80-110	107
Kalium (mmol/L)	10-30	26
Klorid (mmol/L)	40-80	64
Natriumbikarbonat (mmol/L)	Min. 50	82
SID (mmol/L)*	Min. 60	69
Osmolaritet (mOsm/L)	250 - 350	303

*Strong Ion Difference (SID) beskriver en opløsnings basiske effekt. Den spiller en væsentlig rolle i korrektionen af syre-basebalancen. SID beregnes som $[Na^+] + [K^+] - [Cl^-]$.

Anvendelse

							
		Vand ved 40°C	Diaproof™ Pro	Vand eller mælk ved 40°C	Diaproof™ Pro	Vand ved 40°C	Diaproof™ Pro
1. fodring	0 t	2 L	100 g	2 L	100 g	½ L	25 g
2. fodring	+ 12 t	2 L	100 g	2 L	100 g	½ L	25 g
3. fodring	+ 12 t	2 L	100 g	2 L	100 g	½ L	25 g

Opblanding: 1 måleske (50 g) pr. 1 L lunkent vand (40°C). Indgives straks efter opblanding.

Brugsperiode: Gentages hver 12. time. Gødningskonsistensen forbedres oftest efter 3 fodringer.

Små racer: 1 L pr. fodring

Store racer: 2 L pr. fodring

Spørg din dyrlæge til råds ved brugsafvigelse.

Pakning 3 kg spand

Shaping the future
of animal health

