



Diaproof™ Pro

Elektrolyttblanding til kalver, føll, lam og kje. Oralt pulver.

Til stabilisering av væske og elektrolyttbalansen for å støtte fordøyelsen ved mage-tarmproblemer



Produktfakta

Inneholder elektrolytter (natriumklorid, magnesiumhydroksid, natriumkarbonat, natriumsitrat, kaliumklorid), glukose, plantefibre(psyllium), tørrgjær og vitaminer.

Den spesielle formuleringen med psyllium gjør at det tynne innholdet i tarmen samles til en gel.

Tarminnholdet føres langsommere gjennom tarmen, og sikrer et bedre opptak av diverse næringsstoffer og væske.

Gelen fungerer som et beskyttende slimlag på den skadede tarmslimhinnen.



Sammensetning

	Anbefaling	Diaproof™ Pro
Natrium (mmol/L)	80-110	107
Kalium (mmol/L)	10-30	26
Klorid (mmol/L)	40-80	64
Natriumbikarbonat (mmol/L)	Min. 50	82
SID (mmol/L)*	Min. 60	69
Osmolaritet (mOsm/L)	250 - 350	303

*Strong Ion Difference(SID) beskriver en løsnings basiske effekt. Den spiller en vesentlig rolle i korreksjonen av syre-base balansen. SID beregnes som $[Na^+] + [K^+] - [Cl^-]$.

Anvendelse

							
		Vann ved 40°C	Diaproof™ Pro	Vann eller melk ved 40°C	Diaproof™ Pro	Vann ved 40°C	Diaproof™ Pro
1. fôring	0 t	2 L	100 g	2 L	100 g	½ L	25 g
2. fôring	+ 12 t	2 L	100 g	2 L	100 g	½ L	25 g
3. fôring	+ 12 t	2 L	100 g	2 L	100 g	½ L	25 g

Utblanding: 1 måleskje (50g) pr 1L lunkent vann (40°C). Gis straks etter blanding.

Bruksperiode: Gjentas hver 12.time. Konsistens på avføring forbedres oftest etter 3 fôringer.

Små raser: 1 L pr. fôring

Store raser: 2 L pr. fôring

Spør veterinæren din om råd ved bruksavvik.

Pakning 3 kg spann

Shaping the future
of animal health

